

TESTES RÁPIDOS IMUNOLÓGICOS **BIG CARE**

Os testes imunológicos rápidos e sensíveis oferece kits de diagnóstico rápidos para os seus animais e dedica-se a desenvolver kits de testes rápidos para animais de companhia, animais de produção, segurança alimentar e diagnósticos médicos rápidos para medicina humana, servindo

o mercado global com qualidade de confiança. É também pioneira nos testes de fluxo lateral em segurança alimentar. Todos os produtos Quicking Biotech são fabricados sob estritas normas de sistema de controlo de qualidade ISO9001/13485,

assegurando uma excelente qualidade e fiabilidade. Tem ainda uma equipa R&D entusiástica e criativa.



	SENSIBILIDADE	ESPECIFICIDADE
FIV	97,50%	96,67%
FeLV	92,86%	100,00%
CPV	95,74%	100,00%
CCV	93,10%	97,52%



KIT TESTE RÁPIDO CPV Ag

O Teste Rápido Ag de Parvovírus Canino é um teste de imunocromatografia de fluxo lateral em sanduíche para detecção qualitativa do Parvovírus canino (CPV Ag) em fezes ou vómito de cão.

Teste de tempo: 5 - 10 min
Sensibilidade: 95,74%
Especificidade: 100%
Embalagem: 10 testes / caixa
Armazenamento: 2 - 30°C
AV nº: 280/00/12PUVPT



KIT TESTE RÁPIDO CPV + CCV Ag

O Teste Rápido Combinado CPV + CCV Ag apresenta-se sob a forma de uma placa para o diagnóstico diferencial da presença de antígenos de Parvovírus Canino e de antígenos de Coronavírus Canino em fezes ou vómito de cão.

Sensibilidade: CPV 95,74%, CCV 93,10%
Especificidade: CPV de 100%, CCV 97,52%
Embalagem: 10 testes / caixa
Armazenamento: 2 - 30°C
AV nº: 281/00/12PUVPT



KIT TESTE RÁPIDO FIV + FeLV Ag

O Teste Rápido Combinado Ac FIV + Ag FeLV apresenta-se sob a forma de uma placa para o diagnóstico diferencial de anticorpos da Imunodeficiência Felina e de antígenos do Vírus da Leucemia Felina no sangue dos gatos.

Amostra: sangue, soro ou plasma. **Teste de tempo:** 5 - 10 min
Sensibilidade: FIV 97,50%, FeLV 92,86%.
Especificidade: FIV 96,67%, FeLV 100%
Embalagem: 10 testes / caixa
Armazenamento: 2 - 30°C
AV nº: 282/00/12PUVPT